

**Bechtold**

# LASER NACZYNIOWY KTP LOTOS 532 5W

## ZASTOSOWANIA:

- teleangiektazje (pajęczki naczyniowe)
- naczyniaki płaskie, gwiaździste, rubinowe
- przebarwienia
- zmiany barwnikowe



PRZED



PRZED



PRZED



PRZED



PO



PO



PO



PO



# LASER NACZYNIOWY KTP LOTOS 532 5W

## ZALETY:

Światło laserowe o długości **fali 532 nm** uzyskane przez duplikację częstotliwości fali ma wąskie i spektrum działa wybiórczo na hemoglobinę, **minimalizując destrukcję tkanek otaczających przy zachowaniu wysokiej skuteczności.**

## KOMFORT PACJENTA

- Zastosowanie lasera **KTP o mocy 5W** pozwala na **skrócenie czasu impulsu** i tym samym na zwiększenie czasu relaksacji.
- Lekka i ergonomiczna **rękojeść z regulacją wielkości plamki.**
- Pozwala na użycie plamki o różnych średnicach. Nawet tak małych, jak **0,7 mm**, co przekłada się na wysoką precyzję zabiegu.
- **Największa plamka o średnicy 3 mm** pozwala na wykonanie zabiegu na większych powierzchniach.
- **Wytrzymały światłowód** w stalowym oplocie.
- **Urządzenie mobilne mieści się** ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami w małej walizce na kółkach.

## BOGATE WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

- Zestaw zawiera m. **3 pary okularów ochronnych,**
- Światłowód z rękojeścią,
- Włącznik nożny,
- Czyścik do światłowodu.
- Proste i intuicyjne menu.



+48 515 389 430



bechtold@bechtold.pl



[www.bechtold.pl](http://www.bechtold.pl)

Liściasta 17, 91-357 Łódź

tel. 42 616 53 61 | fax. 42 616 5361

Szeroki wybór akcesoriów pozwala na zastosowanie urządzenia również w stomatologii i mikrochirurgii. Dostępny również w wersji 8W.